

טיפול בקומפרס המשלב חום ולחות באמצעות שקיקי חרוזים (Beads) לחימום במיקרוגל

להקלה בתופעות של עין יבשה



1. הוציאו מהמסכה את כריות הספוג השחור (אלה נועדו לשימוש בזמן שינה בלבד).
2. הכניסו את שקיקי החרוזים הירוקים לתוך 2 כיסי הבד המצורפים והכניסו לכלי מתאים עם שתי כוסות מים מינרליים או מים מסוננים וחממו במיקרוגל בטמפרטורה גבוהה במשך 90 שניות. תנו לשקיקי החרוזים לשהות בלחות במיקרוגל במשך דקה.
3. הוציאו בזהירות את כיסי הבד הלבנים עם שקיקי החרוזים והכניסו אותם לחלק האחורי של המסכה. אנא בדקו כי החרוזים אינם חמים מדי למגע טרם הרכבת המסכה מעל עפעפיים סגורים.
4. מקמו את המסכה מעל עפעפיים סגורים ומשכו בעדינות את רצועת הראש מעל החלק האחורי של הראש לשם אבטחה.
5. הרכיבו את המסכה על עינכם למשך 20 דקות או בהתאם להנחיות הרופא המטפל.

טיפול קומפרס קר

להקלה במקרים של אלרגיה או נפיחות

1. הוציאו מהמסכה את כריות הספוג השחור והניחו אותן בצד.
2. הכניסו את שקיקי החרוזים הירוקים לתוך כיסי הבד הלבנים, וטבלו אותם במים מינרליים או מסוננים.
3. מקמו את כיסי הבד הלבנים במקומות המיועדים במסכה, אחד לכל עין.
4. הכניסו את המסכה כולה ביחד עם כיסי הבד ושקיקי החרוזים לשקית שניתנת לסגירה בשנית והקפוא את התכולה במשך 20-30 דקות במקפיא.
5. הוציאו את המסכה מהשקית והרכיבו אותה מעל עפעפיים סגורים. משכו בעדינות את רצועת הראש מעל החלק האחורי של ראשכם לשם אבטחה.
6. המתינו במשך 15 דקות או בהתאם להנחיות הרופא המטפל.

ניקיון וטיפול במוצר

את כריות הספוג השחור, את כיסי הבד הלבנים ואת המסכה רחצו בצורה ידנית בעזרת סבון עדין ומים חמים לאחר כל שימוש. שטפו היטב, סחטו לחות מיותרת וייבשו באוויר בתוך שקית הרשת המצורפת.

אמצעי זהירות

1. היוועצו עם רופא עיניים טרם השימוש.
2. אין לעשות שימוש במוצר בעת הפעלת ציוד, מכונות או בזמן הליכה.
3. אין להרתיח את שקיקי החרוזים.
4. תנורי המיקרוגל שונים האחד מהשני. אנא בדקו כי שקיקי החרוזים אינם חמים מדי למגע טרם הרכבתם במסכה מעל עפעפיים סגורים.
5. אין להניח את שקיקי החרוזים ללא כיסי הבד הלבנים ישירות על העפעפיים. השתמשו תמיד בכיסי הבד הלבנים.
6. הפסיקו את השימוש במוצר במידה ואתם חווים גירוי בעיניים או בעור.