

טיפול בקומפרס המשלב חום ולחות באמצעות שקיקי אינסטנט thermoeyes XL

להקלה בתופעות של עין יבשה



1. הוציאו את הספוגיות השחורות מחלקה הפנימי של המסכה והניחו אותן בצד (אלו משמשות בזמן שינה בלבד).
2. הפעילו שקיק ג'ל כחול thermoeyes™ (ודאו קודם להפעלה שתכולתו במצב נוזלי, במידה ותכולתו גבישית השקיק לא יפעל ויש לאפסו ע"י חימומו במים רותחים למשך 5 דקות. (ראה תהליך איפוס השקיק))
- א. בתוך האריזה ימצאו 6 שקיקי ג'ל כחול, כל ה 6 מוכנים להפעלה ואין צורך לאפסם. החזיקו שקית ג'ל אחת במצב אנכי לאורך, כך שדיסק המתכת הפנימי ישקע כלפי מטה לתחתית השקיק.
- ב. כעת כאשר דיסק המתכת הפנימי מונח בתחתית השקיק, השתמשו באגודל ובאצבע המורה של שתי הידיים ואחזו בשתי הקצוות הנגדיות של הדיסק. כופפו את דיסק המתכת לשני הכיוונים כדי לייצר צליל הקלקה. הצליל מפעיל את תהליך החימום.
- ג. המשיכו לכופף את הדיסק שני הכיוונים והפיקו את צליל ההקלקה עד שהג'ל הנוזלי מתחיל להתגבש ולייצר חום. (דבר זה מצריך 5 עד 20 צלילי הקלקה בשימוש במוצר בפעם הראשונה ומספר קטן יותר של צלילי הקלקה בשימושים שלאחר מכן).
3. הרטיב כיס בד לבן במים פושרים והכניס לתוכו את השקיק החם. לאחר מכן מקמו את השקיק שבתוך כיס הבד הלח המכיל בתוך אחד משני השקעים המיועדים בחלקה הפנימי של המסכה. חזרו על אותן הפעולות בהפעלת שקיק הג'ל הכחול עבור העין השנייה.
4. מקמו את המסכה מעל עפעפיים סגורים ואבטחו בעזרת רצועה.
5. הרכיבו את המסכה על העפעפיים למשך 20-25 דקות לכל היותר או בהתאם להנחיות של רופא העיניים שלכם.

איפוס שקיקי הג'ל הכחול

יש לאפס את שקיקי הג'ל הכחולות ולהפכן שוב לנוזל לאחר השימוש בטיפול בלחות-חום.

1. הכניסו את שקיקי הג'ל שהתגבשו לתוך סיר מים רותחים (שהורחתו מראש). השאירו אותם במים הרותחים (מבלי לכבות את האש) למשך 5 דקות (אין להשאיר ללא השגחה).
 2. הוציאו בהירות את שקיקי הג'ל בעזרת כף והניחו אותן על מגבת על מנת שיתקררו. אין לגעת בהן בזמן שהן מתקררות. חבילות הג'ל יכולות להיות מוכנות לשימוש חוזר תוך 30 דקות לערך מרגע הוצאתם מהמים הרותחים.
- חשוב שכל הגבישים שבשקיקי הג'ל הכחול יומסו בתהליך האיפוס (ההרתחה) וזאת במטרה להבטיח פליטת חום מרבית בכל טיפול וטיפול. במידה ושקיקי הג'ל שלכם מתקרר מהר במהלך השימוש, נסו להרתיח אותו שוב לשם איפוס. פעולה זו תסייע בלהבטיח שכל הגבישים מומסים.

טיפול בקומפרס קר

להקלה במקרים של אלרגיה ונפיחות

1. הוציאו את הספוגיות השחורות מחלקה הפנימי של המסכה והניחו בצד.
2. הרטיבו את 2 כיסי הבד הלבנים במים מינרליים או מסוננים.
3. הכניסו את שקיקי הג'ל instants הכחולות לתוך כיסי הבד הלבנים והלחים.
4. מקמו את השקיקים שבתוך הכיסים הלבנים בתוך השקעים המיועדים לכך בחלקה הפנימי של המסכה.
5. הכניסו את המסכה בשלמותה יחד עם שקיקי הג'ל הכחול שבכיסוי הבד הלבנים לתוך שקית שניתנת לסגירה חוזרת והקפאו במשך 20-30 דקות.
6. הוציאו את המסכה מהשקית ומקמו מעל עפעפיים סגורים. משכו בעדינות את רצועת הראש מעל החלק האחורי של ראשכם לאבטחה.
7. הרכיבו את המסכה במשך 15 דקות או בהתאם להנחיות הרופא המטפל.

ניקיון וטיפול

את הספוגיות השחורות, את כיסי הבד הלבנים ואת המסכה רחצו בצורה ידנית בעזרת סבון עדין ומים חמים לאחר כל שימוש. שטפו היטב, סחטו לחות מיותרת וייבשו באוויר בתוך שקית הרשת המצורפת.

אמצעי זהירות

1. היוועצו עם רופא עיניים טרם השימוש.
2. אין לעשות שימוש במוצר בזמן הפעלת ציוד, מכונות או בזמן הליכה.
3. אין לחמם את שקיקי הג'ל הכחולים instants בתנור מיקרוגל.
4. הפסיקו את השימוש במוצר במידה ואתם חווים גירוי בעיניים או בעור.